

Η σύγχρονη θεραπεία δερματικών ελκών



**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ**

ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Pharmafoam®

Ενδείξεις: Τα Pharmafoam® και Pharmafoam® Comfort χρησιμοποιούνται για την κάλυψη μετρίως έως έντονα εξιδρωματικών ελκών, ελκών ποδός, πιεστικών ελκών, διαβητικών ελκών, εγκαυμάτων β' βαθμού και λοιπών τραυμάτων. Τα Pharmafoam® Comfort Silver εφαρμόζονται σε επιμολυνθέντα τραύματα ή έλκη με υψηλό κίνδυνο λοίμωξης. Τα Pharmafoam® C Comfort Silver εφαρμόζονται σε δύσοσμα, επιμολυνθέντα τραύματα. Τα PharmasuperFoam® Silver είναι κατάλληλα για επιμολυνθέντα τραύματα με χαμηλό, μέτριο ή υψηλό εξίδρωμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε τραύματα με νεκρωτικό ιστό, σε συνδυασμό με επάλειψη υδροενεργής γέλης.

Προφυλάξεις-Αντενδείξεις: Να μην εφαρμόζονται σε τραύματα με ξηρή εσχάρα ή σκληρό μαύρο νεκρωτικό ιστό, μέχρι αυτά να καθαριστούν χειρουργικά. Να μην καλύπτουν έλκη που εκτείνονται σε μύες, οστά και τένοντες. Να μην χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με οξειδωτικούς παράγοντες, όπως υποχλωρικά διαλύματα ή οξυζενέ (PharmasuperFoam® Silver).

ΥΔΡΟΓΕΛΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Pharmagel®

Ενδείξεις: Τα Pharmagel® και Pharmafoam® Comfort είναι κατάλληλα για τη θεραπεία χρόνιων ελκών και πληγών με αργή επούλωση, που βρίσκονται στη φάση της κοκκιοποίησης ή της επιθηλιοποίησης. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό επιτρέπει την εφαρμογή τους σε νεκρωτικά έλκη και εγκαύματα β' βαθμού. Η υδρογέλη Pharmagel® είναι επίσης κατάλληλη για γέμισμα κοιλοτήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη ή σε συνδυασμό με αφρώδη επιθέματα.

Αντενδείξεις: Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επιμολυνθέντα τραύματα ή εγκαύματα γ' βαθμού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε έντονα εξιδρωματικά έλκη, ούτε σε τραύματα που εκτείνονται σε μύες, οστά και τένοντες.

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Pharmacoll®

Ενδείξεις: Τα Pharmacoll® Comfort Plus είναι κατάλληλα για τη θεραπεία ελαφρώς έως μετρίως εξιδρωματικών τραυμάτων, εγκαυμάτων β' βαθμού, ελκών ποδός, πιεστικών ελκών, εκδορών, φλυκταινών και ελκών με αργή επούλωση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ενυδάτωση νεκρωτικού ιστού. Τα Pharmacoll® Thin και Extra Thin χρησιμοποιούνται για την προστασία του ερεθισμένου δέρματος σε ευαίσθητες περιοχές, όπως γύρω από στομίες. Τα Pharmacoll® Basic εφαρμόζονται σε τραύματα με κοιλότητα, έλκη με αργή επούλωση, πληγές με ινώδη ή νεκρωτικό ιστό και σε επιμολυνθέντα τραύματα. Τα Pharmacoll® S Basic είναι κατάλληλα για τραύματα με αργή επούλωση, τα οποία παρουσιάζουν μεσαίο ή υψηλό εξίδρωμα.

Προφυλάξεις-Αντενδείξεις: Θερμάνετε ελαφρά τα επιθέματα με τα χέρια σας, για τη διευκόλυνση της επικόλλησης στο δέρμα. Η επιφάνειά τους πρέπει να υπερκαλύπτει το ανοιχτό τραύμα, κατά 2 εκατοστά επί του περιβάλλοντος υγιούς δέρματος. Αποχρωματισμός και διόγκωση των επιθεμάτων σημαίνει ότι χρειάζονται αλλαγή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εγκαύματα γ' βαθμού και σε επιμολυνθέντα τραύματα. Να αποφεύγεται η επίθεση τους σε τραύματα που εκτείνονται σε μύες, οστά και τένοντες.

ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Farmactive Alginato®

Ενδείξεις: Τα Farmactive Alginato® χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μετρίως έως έντονα εξιδρωματικών τραυμάτων, στο στάδιο της κοκκιοποίησης ή επιθηλιοποίησης (έλκη κατάκλισης, έλκη με κοιλότητα, φλεβικά έλκη, διαβητικά έλκη, περιοχές δότου, εγκαύματα α' και β' βαθμού). Το κορδόνι Farmactive Alginato® είναι επίσης κατάλληλο για γέμισμα κοιλοτήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ή σε συνδυασμό με αφρώδη επιθέματα.

Αντενδείξεις: Να μην εφαρμόζονται σε εγκαύματα γ' βαθμού, χειρουργικά εμφυτεύματα και ξηρές πληγές.